

PROGRAMME DE FORMATION

NIRS DS2500™ – Logiciel de routine : ISIScan NOVA et Mosaïc Solo™

- Durée :** 1 journée (7 heures)
- Dates :** Suivant calendrier prédéfini et à la demande
- Lieu :** En Inter ou Intra
- Formateur :** Technicien ou Responsable produit FOSS
- Public visé :** Utilisateurs / Responsables Laboratoires et/ou Qualité
- Objectifs :** Avoir connaissance du principe de la mesure NIR
Savoir opérer et paramétrer l'appareil
Mettre en œuvre un ajustement de calibration
Appliquer les Bonnes Pratiques d'Utilisation de l'appareil
- Prérequis :** Aucun
- Accessibilité :** Avec notre réseau de partenaires, Foss France adaptera la prestation en fonction des situations
- Méthodes mobilisées :** PC avec simulateur / Salle de cours équipée / Documents de formation remis
- Modalités d'évaluation :** QCM / Grilles d'évaluations / Cas pratiques



MATIN

Horaires : 09h00 -12h00

Accueil des participants

- Tour de table
- Présentations du programme

Rappels sur la SPIR

Présentation du logiciel

- Paramétrage des différents profils
- Création d'un nouveau produit
- Procédure d'analyse
- Description de la fenêtre de routine

Diagnostics

- Description des tests
- Lancement des tests et interprétation

APRÈS-MIDI

Horaires : 13h00 -17h00

Suivi des résultats

- Mise en place d'un plan de contrôle
- Suivi des résultats à travers des cartes de contrôle

Ajustement d'un produit

- Correction pente et biais
- Intégration des corrections
- Validations de l'étalonnage

Bonnes Pratiques d'Utilisation

- Nettoyage de l'appareil
- Changement de lampe
- Purge de la base de données
- Export des résultats
- Back-up / Restauration
- Connexion Linkdiagnostic
- Télémaintenance

Suivi de la Formation : Feuille de Présence à signer par les participants.

Modalités d'Évaluation : Exercices et cas pratiques en cours de formation

Validation de la Formation : Attestation de fin de formation remis à chaque participant.