



VOTRE PROGRAMME

DERMOGRAPHIE- Aréoles 3D

OBJECTIFS	Acquérir une base de formation solide dans la pigmentation des aréoles mammaires et des cicatrices périphériques en utilisant une technique 3D
OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES	<i>Arrêté du 12 décembre 2008 – article r-1311-3 du code de la santé publique</i>
PUBLIC VISE	Toute personne souhaitant démarrer une nouvelle activité ou ajouter une prestation à son activité
PRE-REQUIS	Avoir suivi la formation hygiène et salubrité.
DUREE	5 Jours soit 35 heures
PROFIL DES INTERVENANTS	Professionnels exerçant la technique depuis plus de 5 ans à la méthode Pigmentsé et ayant suivi une formation-formateur
EVALUATION	Evaluation théorique sous forme de questionnaire à choix multiples et pratique pendant la mise en situation sur modèles avec contrôle des gestes
NOMBRE DE PARTICIPANTS	De 2 à 4 participants
DATE (SELON CALENDRIER)	Voir devis
LIEU	Centre de formation Pigmentsé, 5 avenue Lionel Terray, 69330 MEYZIEU
MODALITES ET MOYENS PEDAGOGIQUES	Présentation théorique, démonstration par le formateur, mise en pratique sur supports silicones puis sur modèles. Vidéoprojecteur, matériel pédagogique, salle de mise en pratique, kit pédagogique
DOCUMENTS REMIS	Attestation de formation



VOTRE PROGRAMME

DERMOGRAPHIE- Aréoles 3D

PROGRAMME DE FORMATION

DOMAINE A : CONNAITRE LA TECHNIQUE

Compétence 1 : Comprendre la technique

Compétence 2 : Connaître les techniques à utiliser en fonction de la zone de l'aréole

Compétence 3 : Connaître le matériel, les monoblocs utilisés et le consommable

Compétence 4 : Acquérir les fondamentaux de la méthode de piquage

Compétence 5 : Intégrer les techniques avec fluidité

DOMAINE B : SAVOIR PRATIQUER

Compétence 6 : Restituer la méthode sur support papier

Compétence 7 : Restituer la méthode sur supports silicones et plaques d'entraînement avec tous les outils

Compétence 8 : Maitriser les étapes du protocole de séance

Compétence 9 : Être capable de restituer les indications et les contre-indications

Compétence 10 : Mettre en lien les règles de l'hygiène et la pratique de la pigmentation des aréoles

Compétence 11 : Maitriser son positionnement, celui du client et pratiquer

DOMAINE C : INDISPENSABLE A L'ACTIVITE

Compétence 12 : Acquérir les bases de la colorimétrie pour l'appliquer à la compréhension des pigments

Compétence 13 : Connaître le coût de revient, le prix de la prestation

Compétence 14 : Maitriser les techniques de vente et la valorisation de la prestation

COUT DE FORMATION

2 900€ net de taxes*

*Non assujettis à la TVA article 261-4-4° du CGI



VOTRE PROGRAMME

DERMOGRAPHIE- Aréoles 3D

JOUR 1

9h30 – 12h30

- Introduction à la dermographie
- Présentation du matériel
- Le petit matériel
- Les monoblocs
- La colorimétrie, la typologie, les pigments

13h30 – 17h30

- Techniques et points pour les aréoles mammaires
- Les cicatrices

JOUR 2

9h30 – 12h30

- Technique aiguilles
- Dessins
- Mise en application sur papier, sur plaque et sur volume
- Mise en pratique monobloc et couleur
- Exercices, échanges et discussions

13h30 – 17h30

- Mise en application sur papier, sur plaque et sur volume
- Mise en pratique monobloc et couleur
- Exercices, échanges et discussion

Jour 3

9h30 – 12h30

- Mise en pratique monobloc et couleur
- Mise en pratique sur supports
- Pigmentation*

13h30 – 17h30

- Accueil du modèle
- Installation du modèle
- Préparation du modèle
- Pigmentation*



VOTRE PROGRAMME

DERMOGRAPHIE- Aréoles 3D

JOUR 4

9h30 – 12h30

- Accueil du modèle
- Installation du modèle
- Préparation du modèle
- Pigmentation*

➔ Aréoles et cicatrices périphériques

13h30 – 17h30

- Accueil du modèle
- Installation du modèle
- Préparation du modèle
- Pigmentation*

➔ Aréoles et cicatrices périphériques

JOUR 5

9h30 – 12h30

- Accueil du modèle
- Installation du modèle
- Préparation du modèle
- Pigmentation*

➔ Aréoles et cicatrices périphériques

13h30 – 17h30

- Accueil du modèle
- Installation du modèle
- Préparation du modèle
- Pigmentation*

➔ Aréoles et cicatrices périphériques

**La mise en pratique sur modèle peut se faire individuellement, en binôme ou en groupe.
En cas de non-présentation du modèle, la technique sera appliquée sur un support inanimé.*

