

FOSSOMATIC FC - Suivi technique 1^{er} niveau

- Durée :** 1 journée (7 heures)
Dates : Suivant calendrier et à la demande
Lieu :
Formateur : Technicien ou Responsable produit FOSS
Public visé : Utilisateurs / Responsables Laboratoires et/ou Qualité
Objectifs : Expliquer le circuit fluide
Résoudre les pannes courantes
Employer les fonctionnalités du menu service



- Prérequis :** Être utilisateur régulier de l'appareil
Accessibilité : Avec notre réseau de partenaires, Foss France adaptera la prestation en fonction des situations

Méthodes mobilisées :
PC avec simulateur / Appareil et outils / Salle équipée / Documents de formation remis

Modalités d'évaluation :
QCM / Grilles d'évaluations / Cas pratiques

MATIN

Horaires : 9h00 -12h00

- 1- **Accueil des participants**
 - Présentations et tour de table
- 2- **Introduction du Fossomatic**
 - Les cellules somatiques dans le lait
 - Comment s'effectue le comptage
 - L'étiquetage de nos produits
- 3- **Le schéma fluide**
 - Principe de mesure simplifié et complet
- 4- **Pulse-Height Analysis**
 - Qu'est ce qu'une PHA et comment la lire

APRES-MIDI

Horaires : 13h00 -17h00

- 5- **Foss Integrator**
 - Les menus du Fossomatic FC
- 6- **Mises en situations**
 - Présentation des différents modules
 - Remplacement de la lampe
 - Ajustement de la lampe
 - Nettoyage de la flow-cell
 - Ajustement de la cellule
 - Vidange / nettoyage des chambres
- 7- **Evaluations**
 - Evaluation des acquis
 - Question

Suivi de la Formation :

Modalités d'Évaluation :

Validation de la Formation :

Feuille de Présence à signer par les participants.

QCM à effectuer à chaud pendant la formation.

Attestation de fin de formation remis à chaque participant.